


Gexfix

external fixation orthopaedics



Digifix




Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1060-1002	Digifix sterilný kit	1

Gex-finger




Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1060-1012	Gex-finger sterilný kit	1

Minibone



Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
2010-1007	Schanzova skrutka - oceľ - Ø1.5 - 50mm	4
1060-1014	Minibone	1

Zápästie



Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1010-1045	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 9 / 9 (malá)	4
1010-1059	Objímka na Schanzovu skrutku 9 / 1,8 (malá TGF)	2
1010-1052	Objímka na Schnzovu skrutku 9 / 3 (malá)	2
1010-1054	Objímka na Schnzovu skrutku 9 / 5 (malá)	2
2010-1020	Schanzova skrutka - oceľ - Ø3 - 70 mm / 25 mm	2
1020-1030	Kirschnerov drôt - oceľ - 1,8 x 400	2
1010-1087	Caslau tyč - oceľ - Ø5 - 65/130 (malá TGF)	1

Predlaktie



Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1010-1045	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 9 / 9 (malá)	6
1010-1052	Objímka na Schanzovu skrutku 9 / 3 (malá)	2
1010-1053	Objímka na Schanzovu skrutku 9 / 4 (malá)	2
1010-1063	Karbónová tyč 9 x 90 mm (malá)	1
1010-1064	Karbónová tyč 9 x 110 mm (malá)	2
2015-1020	Schanzova skrutka - oceľ - Ø4 - 100 mm / 35 mm	2
2010-1020	Schanzova skrutka - oceľ - Ø3 - 70 mm / 25 mm	2

Rameno DOS



Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1030-1000	DOS tyč	1
1010-1045	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 9 / 9 (malá)	6
1010-1053	Objímka na Schanzovu skrutku 9 / 4 (malá)	2
1010-1055	Objímka na Schanzovu skrutku 9 / 2,5 (TGF)	3
2015-1025	Schanzova skrutka - oceľ - Ø4 - 145 mm / 45 mm	2
1020-1032	Kirschnerov drôt - oceľ - 2,5 x 300 (TGF)	3
1010-1064	Karbónová tyč 9 x 110 mm (malá)	1
1010-1065	Karbónová tyč 9 x 150 mm (malá)	1

Gex-Foot




Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
2030-1020	Transfixačný pin - Ø5/4 - 250 mm / 50 mm	2
2020-1025	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 170 mm / 50 mm	2
2010-1020	Schanzova skrutka Ø3 - oceľ - 70 mm / 25 mm	1
1010-1053	Objímka na Schanzovu skrutku 9 / 4 (malá)	4
1010-1052	Objímka na Schanzovu skrutku 9 / 3 (malá)	1
1010-1026	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 9 (veľká)	1
1010-1005	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 15 / 15 (veľká)	1
1010-1045	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 9 / 9 (malá)	7
1010-1010	Svorka na 2 skrutky (veľká)	1
1010-1088	GexFoot - hliníková tyč	2
1010-1064	Karbónová tyč 9 x 110 mm (malá)	1
1010-1066	Karbónová tyč 9 x 200 mm (malá)	1

Členok



Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1010-1005	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 15 / 15 (veľká)	8
1010-1023	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 4 (veľká)	3
1010-1024	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 5 (veľká)	2
1010-1034	Karbónová tyč 15 x 150 mm (veľká)	3
1010-1038	Karbonová tyč 15 x 300 mm (veľká)	1
2020-1020	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 140 mm / 50 mm	2
2015-1026	Schanzova skrutka - oceľ - Ø4 - 145 mm / 45 mm	1
2030-1025	Transfixačný pin - oceľ - Ø5/4 - 250 mm / 50 mm	1

Členok



Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1010-1005	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 15 / 15 (veľká)	10
1010-1024	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 5 (veľká)	4
1010-1035	Karbónová tyč 15 x 200 mm (veľká)	3
1010-1036	Karbonová tyč 15 x 250 mm (veľká)	2
2020-1020	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 140 mm / 50 mm	2

Členok




Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1010-1005	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 15 / 15 (veľká)	4
1010-1010	Svorka na 2 skrutky - oceľ (veľká)	2
1010-1024	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 5 (veľká)	2
2020-1020	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 140 mm / 50 mm	2
2030-1025	Transfixačný pin - oceľ - Ø5/4 - 200 mm / 50 mm	2
1010-1035	Karbónová tyč 15 x 200 mm (veľká)	2
1010-1036	Karbónová tyč 15 x 250 mm (veľká)	1

Členok



Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1010-1005	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 15 / 15 (veľká)	6
1010-1023	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 4 (veľká)	3
1010-1024	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 5 (veľká)	2
1010-1034	Karbónová tyč 15 x 150 mm (veľká)	1
1010-1038	Karbónová tyč 15 x 300 mm (veľká)	1
2015-1025	Schanzova skrutka - oceľ - Ø4 - 145 mm / 45 mm	3
2020-1020	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 140 mm / 50 mm	2

Predkolenie



Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1010-1005	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 15 / 15 (veľká)	13
1010-1023	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 4 (veľká)	3
1010-1024	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 5 (veľká)	1
1010-1032	Karbónová tyč 15 x 100 mm (veľká)	1
1010-1033	Karbónová tyč 15 x 125 mm (veľká)	1
1010-1034	Karbónová tyč 15 x 150 mm (veľká)	1
1010-1035	Karbónová tyč 15 x 200 mm (veľká)	1
1010-1036	Karbónová tyč 15 x 250 mm (veľká)	1
1010-1047	Karbónová tyč 15 x 500 mm (veľká)	2
2015-1020	Schanzova skrutka - oceľ - Ø4 - 100 mm / 35 mm	1
2020-1020	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 140 mm / 50 mm	1
2030-1020	Transfixačný pin - oceľ - Ø5/4 - 250 mm / 50 mm	1

Predkolenie



Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1010-1005	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 15 / 15 (veľká)	12
1010-1024	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 5 (veľká)	6
1010-1034	Karbónová tyč 15 x 150 mm (veľká)	1
1010-1035	Karbónová tyč 15 x 200 mm (veľká)	2
1010-1036	Karbónová tyč 15 x 250 mm (veľká)	1
1010-1038	Karbónová tyč 15 x 300 mm (veľká)	1
1010-1047	Karbónová tyč 15 x 500 mm (veľká)	1
2020-1025	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 170mm / 50mm	3
2020-1035	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 110 mm / 40 mm	1

Tíbia



Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1010-1005	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 15 / 15 (veľká)	2
1010-1010	Svorka na 2 skrutky - oceľ (veľká)	2
1010-1033	Karbónová tyč 15 x 125 mm (veľká)	1
2020-1020	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 140 mm / 50 mm	4
1010-1005	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 15 / 15 (veľká)	6
1010-1033	Karbónová tyč 15 x 125 mm (veľká)	3
2020-1025	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 170mm / 50mm	4
1010-1024	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 5	4

Proximálna tíbia



Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1010-1005	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 15 / 15 (veľká)	8
1010-1045	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 9 / 9 (malá)	4
1010-1055	Objímka na Schanzovu skrutku 9 / 2,5 (TGF)	4
1010-1024	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 5 (veľká)	2
1010-1026	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 9 (veľká)	2
1010-1064	Karbónová tyč 9 x 110 mm (malá)	2
1010-1035	Karbónová tyč 15 x 200 mm (veľká)	1
1010-1036	Karbónová tyč 15 x 250 mm (veľká)	2
2020-1025	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 170mm / 50mm	2
1020-1034	Kirschnerov drôt so závitom - oceľ - 2,5 x 300 (TGF)	2

Proximálna tibia




Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1010-1005	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 15 / 15 (veľká)	9
1010-1023	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 4 (veľká)	4
1010-1024	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 5 (veľká)	2
1010-1039	Karbónová tyč 15 x 350 mm (veľká)	1
1010-1035	Karbónová tyč 15 x 200 mm (veľká)	1
2020-1025	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 170mm / 50mm	2
2030-1020	Transfixačný pin - oceľ - Ø5/4 - 250 mm / 50 mm	2

Premostujúci fixátor



Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1010-1005	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 15 / 15 (veľká)	10
1010-1023	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 4 (veľká)	2
1010-1024	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 5 (veľká)	3
1010-1035	Karbónová tyč 15 x 200 mm (veľká)	2
1010-1036	Karbónová tyč 15 x 250 mm (veľká)	2
2020-1030	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 210mm / 60mm	2
2020-1020	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 140 mm / 50 mm	3

Premostujúci fixátor




Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1010-1005	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 15 / 15 (veľká)	14
1010-1024	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 5 (veľká)	8
1010-1035	Karbónová tyč 15 x 200 mm (veľká)	2
1010-1036	Karbónová tyč 15 x 250 mm (veľká)	1
1010-1038	Karbonová tyč 15 x 300 mm (veľká)	4
2020-1020	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 140 mm / 50 mm	2
2020-1026	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 170 mm / 50 mm	2

Panva



Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1010-1005	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 15 / 15 (veľká)	6
1010-1024	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 5 (veľká)	4
1010-1039	Karbónová tyč 15 x 350 mm (veľká)	4
2020-1025	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 170 mm / 50 mm	4

Panva



Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1010-1005	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 15 / 15 (veľká)	4
1010-1010	Svorka na 2 skrutky - oceľ (veľká)	2
1010-1024	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 5 (veľká)	2
1010-1036	Karbónová tyč 15 x 250 mm (veľká)	1
1010-1038	Karbónová tyč 15 x 300 mm (veľká)	1
1010-1047	Karbónová tyč 15 x 500 mm (veľká)	1
2020-1025	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 170 mm / 50 mm	4

Panva



Kód	Názov, parametre	Potrebný počet
1010-1005	Svorka EASY-CLIP - oceľ - 15 / 15 (veľká)	8
1010-1024	Objímka na Schanzovu skrutku 15 / 5 (veľká)	4
1010-1032	Karbónová tyč 15 x 100 mm (veľká)	1
1010-1034	Karbónová tyč 15 x 150 mm (veľká)	2
1010-1039	Karbónová tyč 15 x 350 mm (veľká)	2
2020-1025	Schanzova skrutka - oceľ - Ø5 - 170 mm / 50 mm	4





ADRIAN MED, s.r.o.

Lazovná 53
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
info@adrianmed.eu
www.adrianmed.eu



Gexfix external fixation orthopedics

Gexfix SA
Avenue de la Praille 50
CH - 1227 Carouge

